

Zhermack 
Dental



hydrorise
implant

 Quick

minuti

hydrorise implant

Quick

Silicone A ad elevata rigidità studiato per l'implantologia

IN BREVE

- Tempo di permanenza in bocca di soli **2 minuti**
- Tempo di presa totale di 3 minuti 30 secondi
 - Durezza 60 Shore A
 - Disponibile la media viscosità per la tecnica monofase
- Cartucce 380 ml compatibili con i più comuni miscelatori automatici con rapporto 5:1

A partire da ora, niente più compromessi tra velocità e precisione. La nuova versione Quick Set di Hydrorise Implant ottiene la stessa precisione di sempre ma più velocemente.

È la soluzione ideale per i professionisti alla ricerca di un tempo di lavorazione più breve e un tempo di permanenza in bocca più rapido rispetto alla versione normale, offrendo così maggiore efficienza allo studio dentistico.

La stessa precisione a cui sei abituato in soli 2 minuti di permanenza in bocca!

STESSA PRECISIONE, MENO TEMPO.

Zhermack 
Dental

La combinazione ideale per un'impronta accurata in implantologia.

L'elevata rigidità che contribuisce a mantenere il transfer nella posizione tridimensionale.

Allo stesso tempo, l'elevato recupero elastico riduce al minimo il rischio di deformazione durante la rimozione dalla bocca.

Maggiori risultati, in meno tempo.

Con un tempo di permanenza in bocca di soli 2 minuti, velocizza la procedura e fa sentire il paziente più a suo agio.

2 minuti

Adatto alle nuove tecnologie. Studiato per l'innovazione.

Hydrorise Implant, versione Quick, si inserisce nel flusso di lavoro digitale per migliorare la comunicazione con il laboratorio odontotecnico.

L'impronta è **scansionabile*** con i sistemi di scansione più comuni sul mercato **senza uso di spray opacizzanti e CBCT.**

*Test di scansione eseguito con 3Dfast su impronte ottenute da modelli.

Affidabilità e sicurezza.

È pratico! È sicuro! Hydrorise Implant è **radiopaco**, quindi i residui sotto la gengiva possono essere facilmente rilevati tramite raggi X.

E non è tutto! Essendo un Silicone A è **biocompatibile** per una maggiore sicurezza del paziente.

Fulfilling your needs

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100
45021 Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com | www.zhermack.com

