

Zhermack 
Dental



hydrorise
implant

 Quick

minuty

hydrorise implant



A-Silikon o wysokiej twardości
stworzony z myślą o implantologii

INFORMACJE OGÓLNE

- Tylko **2 minuty** pozostawania w jamie ustnej
- Całkowity czas wiązania wynoszący 3 minuty30 sekund
- Twardość 60 Shore A
- Dostępny w wersji o średniej konsystencji w przypadku techniki jednoczasowej
- Naboje o pojemności 380 ml kompatybilne z najbardziej popularnymi automatycznymi mieszalnikami 5:1

Od teraz nie musisz już dążyć do kompromisu pomiędzy szybkością i precyzją. Nowa wersja Hydrorise Implant Quick Set zapewnia jednakową precyzję jak dotychczas, ale w krótszym czasie.

To idealne rozwiązanie dla specjalistów dążących do skrócenia czasu pracy i oczekujących produktu o krótszym czasie pozostawania w jamie ustnej w porównaniu z wersją normalną, zapewniając wyższą efektywność praktyki stomatologicznej.

Osiągaj jednakową dokładność jak dotychczas w zaledwie 2 minuty w jamie ustnej!

JEDNAKOWA PRECYZJA W KRÓTSZYM CZASIE.

Idealne połączenie zapewniające **precyzyjny wycisk** w implantologii.

Wysoka sztywność, która pomaga utrzymać transfer w pozycji trójwymiarowej.

Jednocześnie **wysokie odprężenie elastyczne** ogranicza do minimum ryzyko zniekształceń podczas usuwania z jamy ustnej.

Osiągaj **więcej**, w **krótszym** czasie.

Dzięki **zaledwie 2 minutom czasu pozostawania w jamie ustnej** przyspiesza on procedurę i zapewnia Twojemu pacjentowi **większe poczucie komfortu**.

2
minuty

Otwórz się na nowe **technologie**.
Otwórz się na **innowację**.

Hydrorise Implant, w wersji Quick, wkracza do cyfrowego świata, aby poprawić Twoją komunikację z laboratorium dentystycznym.

Wycisk **można skanować*** przy użyciu większości systemów skanujących dostępnych na rynku, **bez konieczności użycia sprejów matujących, korzystając również z CBCT**.

*Test skanowania przeprowadzony przez 3Dfast na wyciskach uzyskanych z modeli.

Niezawodność i bezpieczeństwo.

Jest praktyczny! Jest bezpieczny!

Hydrorise Implant jest **nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich**, więc pozostałości pod dziąsłem można łatwo wykryć rentgenem.

Ale to nie wszystko!

Jako A-Silikon jest on **biokompatybilny**, co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

Fulfilling your needs

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100
45021 Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com | www.zhermack.com

